



И.о. директора

Е.В. Троянов

"27" 07 2026 г.

--	--	--	--

Вирусологический отдел

В остальных случаях срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании ветеринарных правил или иных нормативно-правовых актов в области ветеринарии (по соответствующим заболеваниям).

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования
3	Лейкоз	ПЦР	Кровь стабилизированная	Не менее 5 мл	Пробирка пластиковая с антикоагулянтом (фиолетовая крышка) либо стеклянная с антикоагулянтом	+2...+8 °С в течение 12 часов* (не более 50 проб в день)
4	Орнитоз	ПЦР	Органы и ткани	Трупы мелких птиц целиком, паренхиматозные органы	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс / сейф-пакет)	+2...+8 °С не более 24 часов
			Помёт	5-10 г	Герметичная водонепроницаемая упаковка	+2...+8 °С не более 24 часов
5	Грипп птиц	Серологический (ИФА)	Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая / стеклянная пробирка	+2...+8 °С в течение 24 часов; допускается замораживание при температуре не выше -20 °С в течение 60 суток
			Кровь нестабилизированная	2-5 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	+2...+8 °С не более 24 часов
		ПЦР	Органы и ткани	Трупы мелких птиц целиком, паренхиматозные органы	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс / сейф-пакет)	+2...+8 °С не более 24 часов
			Кровь стабилизированная	Не менее 2-5 мл	Пробирка пластиковая с антикоагулянтом (фиолетовая крышка) либо стеклянная с антикоагулянтом	+2...+8 °С не более 24 часов
			Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая / стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 24 часов
			Помёт	5-10 г	Герметичная водонепроницаемая упаковка	+2...+8 °С не более 24 часов

* Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании нормативного документа на метод испытаний (ГОСТ, методические указания, инструкция по применению набора (тест-системы), методические рекомендации, наставление по диагностике).

В остальных случаях срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании ветеринарных правил или иных нормативно-правовых актов в области ветеринарии (по соответствующим заболеваниям).

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования
5	Грипп птиц	ПЦР	Яйцо	10 шт.	Герметичная водонепроницаемая упаковка	+2...+8 ° не более 24 часов
			Корма	1 кг	Герметичная водонепроницаемая упаковка	+2...+8 ° не более 24 часов
			Пищевые продукты	Единица упаковки каждого наименования	Заводская упаковка / пластиковый пакет	+2...+8 ° не более 24 часов
6	АЧС	ПЦР	Пищевые продукты	Единица упаковки каждого наименования	Заводская упаковка / пластиковый пакет	+2...+8 °С не более 12 часов
			Ткани	Кусочки размером 5х3х2 см, лимфоузлы целиком	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс /сейф-пакет)	+2...+8 °С не более 12 часов
			Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая / стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 12 часов
			Кровь стабилизированная	Не менее 5 мл	Пробирка пластиковая с антикоагулянтом (фиолетовая крышка) либо стеклянная с антикоагулянтом	+2...+8 °С не более 12 часов
		ИФА	Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая / стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 12 часов
			Кровь нестабилизированная	2-5 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	
7	Бешенство	МФА	Труп, голова, головной мозг	Головной мозг (целиком)	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс / сейф-пакет)	+2...+8 °С в течение 12 часов
		Биопроба				
8	Лептоспироз	ПЦР	Кровь стабилизированная	2-5 мл	Пробирка пластиковая с антикоагулянтом (фиолетовая крышка) либо стеклянная с антикоагулянтом	+2...+8 °С в течение 10 часов
			Ткани и органы	Фрагменты размером 5х3х2 см, лимфоузлы целиком	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс /сейф-пакет)	+2...+8 °С в течение 10 часов
			Моча	15-25 мл	Стерильные контейнеры	+2...+8 °С в течение 10 часов

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования
8	Лептоспироз	ИФА	Сыворотка крови	Не менее 1 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С в течение 10 часов
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	+2...+8 °С в течение 10 часов
9	Бруцеллёз	ПЦР	Кровь стабилизированная	5-10 мл	Пробирка пластиковая с антикоагулянтом (фиолетовая крышка) либо стеклянная с антикоагулянтом	+2...+8 °С в течение 12 часов*
			Ткани и органы	Фрагменты размером 1х1х1 см, лимфоузлы целиком	Герметичная водонепроницаемая упаковка (первичная, вторичная, бикс /сейф-пакет)	+2...+8 °С в течение 24 часов*
		ИФА	Сыворотка крови	1-2 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С в течение 48 часов
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	+2...+8 °С в течение 48 часов
10	Блютанг	ИФА	Сыворотка крови	2-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	0...+4 °С не более 7 суток*, замораживание не допускается
			Кровь нестабилизированная	10 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	
		ПЦР	Кровь стабилизированная	10 мл	Пробирка пластиковая с антикоагулянтом (фиолетовая крышка) либо стеклянная с антикоагулянтом	0...+4 °С не более 7 суток*, замораживание не допускается

*. Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании нормативного документа на метод испытаний (ГОСТ, методические указания, инструкция по применению набора (тест-системы), методические рекомендации, наставление по диагностике).

В остальных случаях срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании ветеринарных правил или иных нормативно-правовых актов в области ветеринарии (по соответствующим заболеваниям).

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования
10	Блютанг	ИФА	Органы и ткани (миндалины, селезенка, ткани плода, лимфоузлы)	Фрагменты размером 2х2х2 см, лимфоузлы целиком	Стерильный контейнер	0...+4 °С не более 12 часов
11	Иерсиниоз	ПЦР	Фекалии, органы и ткани (миндалины, селезенка, лёгкие, печень, лимфоузлы), продукты животного происхождения	Фекалии 5 г Фрагменты органов размером 2х2х2 см, лимфоузлы целиком	Стерильный контейнер	+2...+8 °С в течение 24 часов*
<i>Серологический отдел</i>						
12	Бруцеллёз	Серологический (РА, РСК, РБП, РДСК)	Сыворотка крови	2-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С в течение 48 часов
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	
		Серологический (КР)	Молоко	100-120 мл	Стерильный контейнер	+2...+8 °С в течение 12 часов*
13	Инфекционный эпидидимит	Серологический (РДСК)	Сыворотка крови	3-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С не более 48 часов
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	
14	Листерия	Серологический (РСК)	Сыворотка крови	3-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+4...+8 °С не более 24 часов
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	
15	Паратуберкулёз	Серологический (РСК)	Сыворотка крови	3-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+4...+8 °С не более 24 часов

* Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании нормативного документа на метод испытаний (ГОСТ, методические указания, инструкция по применению набора (тест-системы), методические рекомендации, наставление по диагностике).

В остальных случаях срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании ветеринарных правил или иных нормативно-правовых актов в области ветеринарии (по соответствующим заболеваниям).

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования
15	Паратуберкулёз	Серологический (РСК)	Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	+4...+8 °С не более 24 часов
16	Сал	Серологический (РА, РСК)	Сыворотка крови	3-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+4...+8 °С не более 24 часов
			Кровь нестабилизированная	7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	
17	Трипаносомоз	Серологический (РСК)	Сыворотка крови	3-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+4...+8 °С не более 24 часов
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	
18	Су-ауру	Серологический (ФР)	Сыворотка крови	3-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+4...+8 °С не более 24 часов
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	
19	Хламидиоз	Серологический (РСК, РДСК)	Сыворотка крови	3-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+4...+8 °С не более 3-х суток*
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	
20	Лептоспироз	Серологический (РМА)	Сыворотка крови	3-5 мл	Пластиковая/стеклянная пробирка	+2...+8 °С в течение 10 часов
			Кровь нестабилизированная	5-7 мл	Пробирка пластиковая с фактором свертываемости (красная крышка) либо стеклянная	

* Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании нормативного документа на метод испытаний (ГОСТ, методические указания, инструкция по применению набора (тест-системы), методические рекомендации, наставление по диагностике).

В остальных случаях срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании ветеринарных правил или иных нормативно-правовых актов в области ветеринарии (по соответствующим заболеваниям).

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования
<i>Бактериологический отдел</i>						
21	Диктиокаулёз	Гельминтокопрологический	Фекалии	Не менее 10 г	Сейф-пакет, пластиковый контейнер	+2...+8 °С не более 4 часов в теплое время года, в остальное время года - не более 24 часов*
22	Другие гельминтозы	Гельминтокопрологический	Фекалии	Не менее 10 г	Сейф-пакет, пластиковый контейнер	+2...+8 °С не более 24 часов*
23	Демодекоз	Микроскопический	Кожный соскоб	3-5 корочек с кожного покрова	Пластиковый контейнер	Доставка в день отбора при естественной температуре (замораживание не допускается)*
24	Протозоозы и арахноэнтомы	Микроскопический	Подмор пчёл	10-20 % от имеющихся пчелосемей (200 г)	Мешочек из бумаги, пластиковый контейнер	При естественной температуре не более 24 часов (замораживание не допускается)*
25	Пироплазмидозы	Микроскопический	Мазки крови	2 мазка от одного животного	Стекло	Доставка в день отбора при естественной температуре (замораживание не допускается)*
26	Сибирская язва	Серологический	Мясо и субпродукты всех видов убойного скота	2 г	Сейф-пакет + влагонепроницаемая тара	Не выше +4°С не более 24 часов
			Органы павших животных	Не менее 1,0 г	Бикс + стеклянная или пластиковая посуда	+2...+8 °С не более 24 часов
27	Трихомоноз	Культуральный	Смывы / слизь / соскобы препуциальные и вагинальные; сперма	В 3-5 мл 0,85% физиологического раствора	Стерильная пробирка	В охлажденном виде не более 4 часов*

* Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании нормативного документа на метод испытаний (ГОСТ, методические указания, инструкция по применению набора (тест-системы), методические рекомендации, наставление по диагностике).

В остальных случаях срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании ветеринарных правил или иных нормативно-правовых актов в области ветеринарии (по соответствующим заболеваниям).

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования
27	Трихомоноз	Культуральный	Абортированный плод целиком или сычуг с содержимым; паренхиматозные органы плода и часть плаценты	Абортированный плод целиком, органы плода	Пластиковый контейнер	В охлажденном виде не более 12 часов, допускается замораживать*
28	Американский и европейский гнильцы	Микроскопический и бактериологический	Соты с больными и погибшими личинками	Образцы сотов 10х15 см	Фанерный или деревянный ящик; обертывание бумагой запрещено	При естественной температуре не более 24 часов (замораживание не допускается)
29	Сальмонеллез	Бактериологический	Помет от птицы (дикая, домашняя), фекалии от животных (диких, домашних, включая рептилий)	Не менее 10 г	Стерильный контейнер или стерильный зонд-тампон	В охлажденном виде не более 3-4 часов*
			Инкубационное яйцо от дикой и домашней птицы	5 шт. - 1 проба	Лоток, пакет	Не более 12 часов, допускается хранение при температуре (5±1) °С не более 24 часов*
			Патологический материал от животных (диких и домашних), птиц (диких и домашних)	Группы птиц целиком, паренхиматозные органы (сердце, почки, печень с желчным пузырем, мезентериальные лимфоузлы)	В непроницаемой таре, в жаркое время года с хладозементами	Не более 12 часов, допускается хранение при температуре (5±1) °С не более 24 часов*
30	Кампилобактериоз	Бактериологический	Биологический материал (слизь с шейки матки, вагинально-цервикальная слизь, слюны влагалищные)	В 3-5 мл 0,85% физиологического раствора	Стерильная пробирка	+4...+8 °С в течение 5 часов
			Биологический материал (препуциальная слюна)	В 3-5 мл 0,85% физиологического раствора	Стерильная пробирка	+4...+8 °С в течение 5 часов

* Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании нормативного документа на метод испытаний (ГОСТ, методические указания, инструкция по применению набора (тест-системы), методические рекомендации, наставление по диагностике).

В остальных случаях срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании ветеринарных правил или иных нормативно-правовых актов в области ветеринарии (по соответствующим заболеваниям).

№ п/п	Показатель (заболевание)	Метод исследования	Вид материала	Количество материала	Вид упаковки	Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования
30	Кампилобактериоз	Бактериологический	Патологический материал	Фрагменты влагалища, матки массой 5-10 г, 1-2 лимфатических узла тазовой полости целиком	Сейф-пакеты, в изотермическом контейнере с хладоэлементами, не пропускающем свет	+4...+8 °С в течение 5 часов
				Абортированный плод целиком с плодовыми оболочками, части абортированного плода, голова, желудок, печень, легкие, селезенка, содержимое грудной и брюшной полостей	Сейф-пакеты, в изотермическом контейнере с хладоэлементами, не пропускающем свет.	+4...+8 °С в течение 5 часов

* Срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании нормативного документа на метод испытаний (ГОСТ, методические указания, инструкция по применению набора (тест-системы), методические рекомендации, наставление по диагностике).

В остальных случаях срок доставки с момента отбора проб и условия транспортирования установлены на основании ветеринарных правил или иных нормативно-правовых актов в области ветеринарии (по соответствующим заболеваниям).

Разработано:

Заместитель директора – технический руководитель ИЛ, главный метролог _____ Т.В. Фурсова

«24» июля 2026 г.